



PoliDisin™

Non tossico, per
l'alta disinfezione
e deterzione

*Non toxic, for high
disinfection and cleansing*

Contro spore e

Resistenze ATB

Against spores and

ATB resistances



PoliDisin™

PoliDisin™ è efficace in pochi minuti contro **batteri, virus, funghi e spore**; non tossico e auto-testante. È un deter - **disinfettante** di alto livello in polvere (DM classe IIa), a base di **iodopovidone e perossimonosolfato di potassio**, per il trattamento delle superfici e dell'aria.

La sinergia tra i suoi componenti accelera l'ossidazione della struttura cellulare del patogeno, velocizzando l'efficacia e l'operazione di **deter-disinfezione con un solo step**.




PoliDisin™

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Riduzione delle resistenze |  |
| 2. | Non tossico |  |
| 3. | Il più rapido e semplice utilizzo esistente |  |
| 4. | Compatibilità sui materiali |  |
| 5. | Riduzione dei costi |  |
| 6. | Autotestante |  |
| 7. | Riduzione biofilm |  |
| 8. | Stoccaggio agevolato |  |
| 9. | Oltre 200 pubblicazioni e 1000 test |  |
| 10. | Fabbricato e prodotto in Italia |  |

PoliDisin™

PoliDisin™ è versatile:
unica concentrazione per tutte
le applicazioni (10gr/litro).



Il prodotto è disponibile in
due formati:

Fiale monodose
10gr = 1 litro



Flacone (con misurino)
1 kg = 100 litri




PoliDisin™ è semplice e sicuro:
una sola fase rispetto alle sei
fasi standard del protocollo per
la disinfezione.

ALTRI PRODOTTI

1. DETERSIONE
2. RISCIAQUO
3. ASCIUGATURA
4. DISINFEZIONE
5. RISCIAQUO
6. ASCIUGATURA


POLIDISIN™

1. DETERSIONE
E DISINFEZIONE
(senza risciacquo)



Istruzioni d'uso


PoliDisin™ One Step - monodose



PoliDisin™ - multidose



Modalità di applicazione



PoliDisin™

Principio attivo raccomandato da:

Active ingredient recommended by:



W.H.O.
World health
organization
mental protection
agency



C.D.C.
Centers for
disease
control and
prevention



E.P.A.
Environmental
protection
agency

In 60 secondi abbatte il virus SARS-CoV-2 (cert. EPA USA).

Eliminates SARS-CoV-2 virus in 60 seconds (USA EPA certified).

Oltre 1000 test anche su ceppi resistenti

Over 1000 tests also on resistant strains

400 ceppi appartenenti ad 80 batteri *400 Strains belonging to 80 bacteria*

40 virus di tutte le famiglie conosciute compresi **HIV-HBV-HCN-H1N1** *40 viruses of all known families including HIV-HBV-HCN-H1N1*

60 ceppi appartenenti a 20 miceti *60 strains belonging to 20 fungi*

10 ceppi appartenenti a 5 spore batteriche *10 strains belonging to 5 bacterial spores*

Il principio attivo è stato raccomandato dall'OMS ai vari **Governi del mondo** per abbattere **Aviaria, Ebola e l'influenza suina**.

The active ingredient has been recommended by the WHO to various Governments of the world to bring down Avian, Ebola and Swine flu.

Efficacia *Effectiveness*

Virus <i>Viruses</i>	<i>Herpes simplex</i> <i>HIV Type 1</i> <i>Hepatitis C</i> <i>Hepatitis B</i>	<i>Henterovirus</i> <i>Human Adenovirus</i> <i>Avian virus H5N1</i> <i>Parainfluenza virus</i>	<i>Ebola</i> <i>Coronavirus</i> <i>Rotavirus</i>
Batteri <i>Bacteria</i>	<i>Pseudomonas</i> <i>Staphylococcus</i> <i>(inc. MRSA)</i> <i>Enterococcus</i> <i>Clortridium perfringes</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>KPC</i>	<i>Shigella</i> <i>Campylobacter</i> <i>Avian virus H5N1</i> <i>E.coli</i> <i>Streptococcus</i> <i>Listeria</i> <i>Vibrio</i>	<i>Acinetobacter</i> <i>Neisseria</i> <i>Chlamydia</i> <i>Bordatella</i> <i>Salmonella</i> <i>Bacteriodes</i>
Funghi, muffe e lieviti <i>Fungi, mold and yeasts</i>	<i>Aspergillus</i> <i>Candida albicans</i>	<i>Candidas auris</i> <i>Trichophyton</i>	<i>Saccharomyces</i>
Spore <i>Spores</i>	<i>Bacillus Subtilis</i> <i>Clostridium spongens</i>	<i>Clostridium pefringes</i> <i>Aspegillus niger</i>	<i>Bacillus cereus</i>

PoliDisin™

PoliDisin™ it's a non-toxic and self-testing high-level powder deter - **disinfectant** (MD class IIa), for surfaces and air treatments. It's effective in a few minutes against **bacteria, viruses, fungi and spores**. The main active principles are **povidone iodine and potassium peroxymonosulphate**.

The synergy between its components allows to accelerate the oxidation of the pathogen's cellular structure, speeding up the effectiveness and the operation of the **deter-disinfection with just one step**.



PoliDisin™

1. Reduction of the resistances



2. Non toxic



3. Fastest and easiest to use



4. Compatible with materials



5. Costs reduction



6. Autotesting



7. Biofilm reduction



8. Facilitated storage



9. Over 200 publications and 1000 tests



10. Made in Italy



PoliDisin™

PoliDisin™ is versatile:
same concentration for all the
applications (10gr/litre).



The product is available in
two formats:

Single-dose vials
10gr = 1 litre



Bottle (with measuring cup)
1Kg= 100 litres




PoliDisin™ is simple:
only one step against the
six phases of the standard
disinfection protocol.

OTHER PRODUCTS

1. CLEANSING
2. RINSING
3. DRYING
4. DISINFECTION
5. RINSING
6. DRYING


POLIDISIN™

1. DETERSION
DISINFECTION
(without rinsing)



Instructions for use


PoliDisin™ One Step - vials



PoliDisin™ - bottle



Application procedure





ITA



ENG

rev 07: 23/10/24



Biodisin srl - via Reginato, 37 - 31100 Treviso (TV)
www.biodisin.com - info@biodisin.com
Tel. +39 0422 460098

28 anni di esperienza - 28 years of experience